



Komet **EnFill & EnPack.**

Afzonderlijk uitstekend. Als team nog beter.





Komet **EnFill & EnPack.**

De combinatie voor voordelige, eenvoudige en veilige wortelkanaalobturaties.

Zeer efficiënte, veilige en homogene wortelkanaalvulling - de optimale afsluiting van elke Endo. Batterijgevoed, precies, snel gebruiksklaar.

Met onze obturators voor de warme, verticale obturatie hebt u de ideale combinatie in uw hand om uw Endo's voordelig, comfortabel en veilig te voltooien.

Met EnPack en EnFill bent u altijd gebruiksklaar en kunt u dankzij de kortste opwarmtijden direct aan de slag en efficiënt en zonder onderbrekingen werken. Krachtige batterijen zonder storende kabels, eenvoudige bediening volgens het Plug-and-Play-principe en de unieke, draaibare display garanderen dat u zich altijd op uw werk kunt concentreren en zich geen zorgen hoeft te maken over de techniek. Een korte blik, een korte druk op de knop, kort opwarmen en u kunt weer verder.

EnPack en EnFill bieden alles waarmee u uw gebruikelijke workflow kunt behouden. Beide apparaten zijn universeel toepasbaar, voldoen door de 360° draaibare injectienaald en verwarmingspunten aan bijna elke eis en het design en lage gewicht zorgen ervoor dat u comfortabel kunt werken zonder vermoeid te raken. Verhoog de efficiëntie van uw behandelingen door optimale, homogene resultaten binnen de kortste tijd, van apex tot aan kanaalingang.

Komet **EnPack.**

Efficiëntie in het wortelkanaal.

Met onze obturator voor de warme, verticale obturatie van het apicale derde deel voltooit u uw Endo voordelig, comfortabel en veilig.

Het apparaat is altijd gebruiksklaar zodat u direct kunt starten en efficiënt zonder onderbrekingen kunt werken. De verwarmingspunt is in slechts 0,2 seconden opgewarmd. Verlies tijdens uw werk geen waardevolle tijd en behoud uw workflow.

Eenvoudige Plug-and-Play-bediening, een in elke houder gemakkelijk afleesbare display en een krachtige batterij garanderen dat u zich alleen om uw patiënten en niet om de techniek hoeft te bekommeren.

EnPack maakt mooi, precies werken bijzonder gemakkelijk. Hij is ook universeel toepasbaar, voor zowel handmatig werken als in combinatie met elke Endo-motor. De negen verwarmingspunten bieden door hun verschillende diameters altijd optimaal zicht op het werkgebied.

Het lage gewicht en ergonomische design voorkomen vermoeidheid en het precies afsnijden van de masterpoint is met de verwarmingspunt ook bij koude obturaties heel eenvoudig - zonder versmeren en het risico dat het gutta percha weer eruit wordt getrokken.

De snelle opwarming in het wortelkanaal biedt maximale veiligheid voor de patiënt en een optimaal, homogeen resultaat.

Gebruik:

1. Druk kort op de Power-knop om de EnPack in te schakelen.
2. Houd de Power-knop langer ingedrukt om de weergave te wisselen.
3. Druk op de Heating-knop om de verwarmingspunt te verwarmen. Laat de knop los om het opwarmen te beëindigen.
4. Druk na het inschakelen tegelijkertijd op de Power-knop en de Heating-knop om het volume in te stellen.
5. Druk kort op de Power-knop om het volume te selecteren.
6. Druk kort op de Heating-knop om de volume-instelling te beëindigen.



Uw highlights. Onze belofte.

Alles snel overzichtelijk.

Altijd gebruiksklaar.

De verwarmingspunt is in slechts 0,2 seconden opgewarmd zodat u direct aan de slag kunt. Door de opwarming direct in het wortelkanaal verhoogt u de veiligheid van uw patiënten en wordt het optimale gebruik van het gutta percha gegarandeerd.

Bij elke behandeling tijd besparen.

Geen lange voorbereiding, gewoon meteen starten: met slechts twee drukken op een knop en enkele instellingen kunt u gewoon uw werk verrichten zonder dat u zich zorgen om de techniek hoeft te maken. Door de eenvoudige bediening kunt u snel reageren en bespaart u bij elke behandeling waardevolle tijd.

Volledig geconcentreerd op wat belangrijk is.

Met verschillende diameters biedt de punt altijd optimaal zicht op het werkgebied. U bereikt zelfs nauwe, diepe plaatsen en snijdt het gutta percha precies af. Zo kunt u comfortabel en met de hoogste precisie werken, zonder beperkingen zelfs op nauwe plaatsen.

Voor elke situatie uitgerust.

Met negen verschillende verwarmingspunten en precies instelbare hoeken kan bijna elk wortelkanaal efficiënt worden gevuld. Met slechts enkele handelingen is uw EnPack klaar voor de volgende patiënt - precies afgestemd op de eisen van het wortelkanaal.

Comfortabel werken.

Werken zonder vermoeid te raken: door het slanke design, lage gewicht en de ergonomische greep vergemakkelijkt de EnPack elke Endo. Design and display zijn ontworpen voor zowel links- als rechtshandigen.

Maximale veiligheid.

Snelle opwarming en afkoelen bieden de grootste mogelijke veiligheid voor de patiënt en het optimale resultaat. En opwarming in het wortelkanaal biedt extra bescherming voor de patiënt.

Veelzijdig compatibel.

De EnPack is als afzonderlijk apparaat de optimale aanvulling op elke Endo-motor. Universeel toepasbaar, ideaal in combinatie met de EnFill en de optimale uitbreiding van onze EnDrive.

Universeel toepasbaar.

Profiteer ook bij koude obturaties van de precisie van de EnPack en snijdt de masterpoint mooi en precies af. Geen versmeren, geen gevaar dat het gutta percha zich verplaatst, geen letselgevaar, maar comfortabel werken met een steriel, mooi resultaat.

Flexibel gebruik.

Geen storende kabel, maar een batterij die 1500 behandelingen of ook 4 uur meegaat. Wanneer u de EnPack niet gebruikt, legt u hem gewoon op het laadstation, waarna hij automatisch weer wordt opgeladen.

Komet **EnFill.**

Eenvoudig en veilig vullen.

Met onze obturator voor de warme, verticale obturatie voltooit u uw Endo voordeel, comfortabel en veilig.

Door de krachtige batterij en de korte opwarmtijd van slechts ong. 15 seconden kunt u in een handomdraai aan de slag en het wortelkanaal zonder onderbreking of vertraging vullen.

De zes beschikbare injectienaalden kunnen daarbij optimaal aan de eisen van het wortelkanaal en uw favoriete houdstand worden aangepast, omdat ze 360° draaibaar zijn. Ze zijn zo dun dat u altijd optimaal zicht hebt op het werkgebied en het kanaal veilig en precies kunt vullen. Door de intuïtieve bediening, snelle reactie en het design dat vermoeidheid voorkomt bespaart u met elke Endo kostbare tijd. Daarbij is de EnFill geschikt voor handmatig werken en als partner voor elke Endo-motor.

De lichte, ergonomische pistoolgreep biedt volledige controle over vulhoeveelheid en stroomsnelheid, volledig afgestemd op uw eigen workflow. Zowel afzonderlijk als in combinatie met de EnPack als ideale partner: met EnFill behaalt u het gewenste succes ook na het uitdagende werk voor de eerdere preparatie van het wortelkanaal.



Gebruik:

1. Houd de ontgrendelingsknop ingedrukt en trek de stoter terug.
2. Vul de laadsleuf met een gutta percha-pellet. **BELANGRIJK:** gebruik altijd slechts ÉÉN pellet!
3. Schuif de stoter weer zo ver in het apparaat dat de zwarte markering verdwijnt.
4. Houd de Power-knop ingedrukt om de EnFill in te schakelen.
5. Druk bij ingeschakeld apparaat kort op de Power-knop om de gewenste temperatuur in te stellen (advies: 180 °C of 200 °C).
6. Duw de stoter, als de gewenste temperatuur is bereikt, voorzichtig vooruit om het vulmateriaal te injecteren.

Waarom u zult profiteren.

Alles snel overzichtelijk.

Efficiënt de workflow behouden.

Behoud uw workflow in plaats van op uw apparaat te moeten wachten. De EnFill verwarmt het gutta percha in slechts 15 seconden tot de gewenste temperatuur. U kunt bijna naadloos verder werken, zonder onderbreking.

Voldoet precies aan uw eisen.

Elk wortelkanaal is uniek, net zoals uw gewoonten. Daarom kan elke van de 6 beschikbare injectienaalden vrij 360° worden gedraaid en past zich zo optimaal aan de wisselende eisen van uw Endo aan.

Volledig geconcentreerd op wat belangrijk is.

Met verschillende diameters bereiken de injectienaalden van de EnFill veilig bijna elke vulplaats. Bovendien zijn ze zo dun dat u altijd het beste zicht hebt op het werkgebied, hoe nauw het kanaal ook wordt.

Bij elke behandeling tijd besparen.

Met slechts één druk op de knop en enkele instellingen kunt u gewoon uw werk verrichten zonder zich om de techniek te moeten bekommeren. Door de eenvoudige bediening kunt u snel reageren en bespaart u bij elke behandeling waardevolle tijd.



Comfortabel en precies werken.

Precies werken zonder onderbreking of vermoeidheid: de pistoolgreep is zo ontworpen dat u de stroomsnelheid en hoeveelheid gutta percha zeer eenvoudig en uiterst precies kunt controleren. En door het lage gewicht en de ergonomische greep kunt de EnPack altijd comfortabel bedienen.

Maximale veiligheid.

Snelle opwarming, korte gebruikstijd en snel afkoelen bieden de grootst mogelijke veiligheid voor de patiënt en het optimale resultaat. En opwarming in het wortelkanaal biedt extra bescherming voor de patiënt.

Veelzijdig compatibel.

De EnFill is als afzonderlijk apparaat de optimale aanvulling op elke Endo-motor. Universeel toepasbaar, ideaal in combinatie met de EnPack en de optimale uitbreiding van onze EnDrive.

Flexibel gebruik.

Geen storende kabels, maar een batterij die meestal voor een hele werkdag voldoende is. Wanneer u de EnFill niet gebruikt, legt u hem gewoon op het laadstation, waarna hij automatisch weer wordt opgeladen.

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany
Phone +49 (0) 5261 701-0
hello@kometdental.com

Komet Germany

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Phone +49 (0) 800 7701-700
Fax +49 (0) 800 7701-800
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Komet Austria

Komet Austria Handelsagentur GmbH
Hellbrunner Straße 15 · 5020 Salzburg
Phone +43 (0) 0800 70170070
Fax +43 (0) 662 829-435
info@kometdental.at
www.kometdental.at

Komet France

SA à conseil d'administration, s.a.i.
18 rue · Fourcroy · 75017 Paris
Phone +33 (0) 1 43 48 89 90
info@komet.fr
www.komet.fr

Komet Italy

Komet Italy S.r.l.
Via Gianbattista Morgagni 36,
37 135 Verona
Phone +39 (0) 45 11171911
info@komet.it
www.komet.it

Komet UK

Komet Dental Instruments UK Limited
Unit 8 Arden House · Marsh Lane
Hampton In Arden · B92 0AJ
Phone +44 (0) 2046 200580
info@kometuk.com
www.kometuk.com

Komet International Distribution

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Phone +49 (0) 5261 701-0
export@kometdental.de
www.kometdental.com

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®,
CeraDrill®, CeraPost®, DC1®, DIA0®, EnDrive®, EnFill®,
EnPack®, ETNA®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, FQ®,
H4MC®, Komet BioSeal®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®,
PrepMarker®, Procodile®, Rocky®, SHAX® are registered
trademarks of Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Some of the products and designations mentioned in
the text are trademarked, patented or copyrighted.
The absence of a special reference or the sign ® should not
be interpreted as the absence of legal protection.

This publication is copyrighted. All rights, also with regard to
translation, reprint and reproduction (also in the form of
extracts) are reserved. No part of this publication may be
reproduced or reprocessed using electronic systems in any
form or by any means (photocopying, microfilm or other
methods) without the written permission of the editor.

Colours and products are subject to alterations.
Printing errors excepted.

As of 10 - 2025